

Beta-alanine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82131

שם הבדיקה

Beta-alanine

שמות נוספים לבדיקה

אלנין-בטא, Amino Acids

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מטבולית \(ביוכימיה קלינית\)](#)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

דיגום אחרי צום 12 שעות, מתחת לגיל שנתיים יש לדגום לפני האכלה

סוג הדגימה

פלסמה, שתן אקראי, CSF

נפח דגימה

5.0 מ"ל פלזמה, שתן או CSF

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום דם תוסף: Heparine Lithium פקק ירוק, שתן ו- CSF פלסטיק ללא תוסף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

פלסמה: להפריד ולהקפיא. שתן, CSF להקפיא. יש לשלוח אנמנזה.

תנאי שינוע

הקפאה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

יחידת מידה

פלזמה, Cr mg/nmol שتن mL/nmol CSF

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ERNDIM Quantitative amino acid, serum

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

35 ימי עבודה במקרים דחופים נא ליצור קשר עם המעבדה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

במקרים דחופים נא ליצור קשר עם המעבדה ותשובה תנתן תוך 48 שעות.