

Organic acids, Screen, Urine

תיאור הבדיקה

CPT קוד

83918

שם הבדיקה

Organic acids, Screen, Urine

שמות נוספים לבדיקה

שמן, אורגניות חומצות, Organic acids

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

GC MS Detector

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

שתן שני של בוקר

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דגימה: מיד לאחר הדיגום להקפיא. יש לשלוח אנמנזה.

תנאי שינוע

הקפאה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

200 יום

קריאת תוצאות

יחידת מידה

איכותי

תחום ערכים תקינים

איכותי עם פענוח ביוכימי קליני מושכל על סמך אנמנזה

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ERNDIM Quantitative organic acid, urine

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

35 ימי עבודה במקרים דחופים נא ליצור קשר עם המעבדה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

במקרים דחופים נא ליצור קשר עם המעבדה ותשובה תנתן תוך 48 שעות. יש לשלוח אנמנזה עם הדגימה.