

Chromosomal microarray analysis (CMA)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

J8801/J8810

שם הבדיקה

Chromosomal microarray analysis (CMA)

שמות נוספים לבדיקה

שבב גנטי (CMA)

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

לדגימת רפרנס תקינה היברידיזציה השוואתית ומדידת היחס בין הזהירה הפלורוסנטית של הדגימות

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

גנטית

מיקום המעבדה

מכון גנטי, בנין נשים יולדות

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5303942

המעבדה הקולטת את הדגימה

מכון גנטי

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתאום מראש עם המעבדה או ייעוץ גנטי

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה עם EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קרור

תנאי שינוע

טמפ החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 3 ימים

קריאת תוצאות

יחידת מידה

זיהוי חסרים או תוספות

תחום ערכים תקינים

התוצאה במיליוני בסיסים (Mb)

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

גאמידור CAP - CypCGH

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

על פי הנחיות ACMG