

Chromosomal microarray analysis (CMA) prenatal

תיאור הבדיקה

קוד CPT

J9011

שם הבדיקה

Chromosomal microarray analysis (CMA) prenatal

שמות נוספים לבדיקה

שבב גנטי (CMA) טרום לידה

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

לדגימת רפרנס תקינה היברידיזציה השוואתית ומדידת היחס בין הזהירה הפלורוסנטית של הדגימות

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

גנטית

מיקום המעבדה

מכון גנטי, בנין נשים יולדות

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5303942

המעבדה הקולטת את הדגימה

מכון גנטי

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתאום מראש עם המעבדה או ייעוץ גנטי

סוג הדגימה

מי שפיר, סיסי שיליה

נפח דגימה

30 מ"ל/5 מ"ג רקמה בתוך מדיום סטרילי

כלי קיבול לדגימה

מבחנה סטרילית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר ביום הדיגום בצירוף דגימת דם של האם במבחנת EDTA

תנאי שינוע

לא רלוונטי

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מייד

קריאת תוצאות

יחידת מידה

זיהוי חסרים או תוספות

תחום ערכים תקינים

התוצאה במיליוני בסיסים (Mb)

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

גאמידור CAP - CypCGH

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

על פי הנחיות ACMG