

## אלקטרופוראזה של חלבוני סרום

### תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

84165

### **שם הבדיקה**

אלקטרופוראזה של חלבוני סרום

### **שמות נוספים לבדיקה**

Electrophoresis of serum proteins

### **לאבחנה/טיפול**

מיאלומה נפוצה, Plasma ,Myeloma Multiple ,Myeloma Smoldering ,neoplasia cell Plasman  
Cell cancer

### **שיטת ביצוע הבדיקה**

אלקטרופורזה

### פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[המטולוגיה](#)

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

### דיגום ושינוע הבדיקה

#### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

#### סוג הדגימה

דם

#### נפח דגימה

7 מ"ל

#### כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

#### תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

## תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

4 ימים

## קריאת תוצאות

יחידת מידה

%

תחום ערכים תקינים

0.6-2

## בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

The binding site IMPROVE SERUM PARAPROTEINS

בקרת איכות חיצונית חלופית

יש - ביקורות פנימיות

הסמכה/התעדה

**שם הגוף המסמיק/מתעיד**

### מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

שבוע

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

### הערות

**הערות**

מבוצעת במכשיר קפילריס 2