

C1q

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86162

שם הבדיקה

C1q

שמות נוספים לבדיקה

Complement C1q

לאבחנה/טיפול

בחדש לחסר C1q במערכת המשלים

שיטת ביצוע הבדיקה

נפלומטריה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע, המטולוגיה חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור סרם שינוע

חייב להגיע למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

3 ימים

קריאת תוצאות

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

14.6-32.2

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

3 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות