

Clostridioides difficile screen

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87250

שם הבדיקה

Clostridioides difficile screen

שמות נוספים לבדיקה

קלוסטרידיום סיקור Clostridium CDI, CD, CDT

לאבחנה/טיפול

סיקור לקלוסטרידיום

שיטת ביצוע הבדיקה

GenExpert PCR

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

מטוש רקטלי מוכתם בצואה

נפח דגימה

הכתמה צואתית על המטוש

כלי קיבול לדגימה

מטוש Stuart עם פקק אדום, ללא ג'ל

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מהר ככל האפשר

קריאת תוצאות

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לאופן פירוש תוצאות ע"י המכשיר ניתן לפנות ל-UseXpert for Instruction ©.C ,difficile ,Cepheid

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP D

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

יומיים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

הערות

הערות

על פי פרוטוקול היחידה למניעת זיהומים