

תרבית שתן

תיאור הבדיקה

CPT קוד

87088

שם הבדיקה

תרבית שתן

שמות נוספים לבדיקה

אמצע זרם צנתר Catheter Out/Foley In (SPA) ניקור שלפוחית השתן (SPC) צנתר בשלפוחית
השתן פנרוז שקית שתן לתינוק שתן בזמן ציסטוסקופיה נפרוסטומיה בהכנסת נפרוסטום Ureteral
Midstream מכליה ישיר ניקור Sequential urine & prostate Catheter urine MSU
Catheter urine MSU

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום בדרכי השתן

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים). זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטות Disk
Diffusion וב-Gradient Test.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ניקוי וחיטוי על פי שיטת הדיגום, בהמלצת היחידה למניעת זיהומים

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

לפחות 3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת Diaslide acid Boric מצה"ל

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בית החולים: לשלוח מהר ככל האפשר בטמפרטורת חדר. צה"ל Diaslide טמפרטורת חדר, מבחנות בקירור

תנאי שינוע

בית החולים: לשלוח מהר ככל האפשר בטמפרטורת חדר. צה"ל Diaslide טמפרטורת חדר, מבחנות בקירור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בית החולים: לשלוח מהר ככל האפשר בטמפרטורת חדר. צה"ל Diaslide טמפרטורת חדר, מבחנות בקירור

קריאת תוצאות

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבות - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. רגישות בשיטה
אוטומטית ובשיטת Disk Diffusion - ניתן לפנות למסמך Standards Performance:100-M CLSI
for Antimicrobial Susceptibility Testing. Gradient Test - E-Test Application ל פנות ניתן -
פריט לכל מצורפות השימוש ולהוראות Guide

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP D

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבות שלילית - 3 ימים/תרבות חיובית - 5 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

קליטה ועיבוד עד שעה 19:00

הערות

הערות

אין