

## תרבית צואה

### תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

87045

**שם הבדיקה**

תרבית צואה

**שמות נוספים לבדיקה**

Stool

**לאבחנה/טיפול**

בירור שלשול

**שיטת ביצוע הבדיקה**

תרבית (מצעים מוצקים). זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI, בשיטות ביוכימיות ובשיטת אגלוטינציה על זכוכית. רגישות בשיטת Diffusion Disk.

### פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

### מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

### המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

#### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין לדגום חולים המשתחררים מהמיון אין לדגום מעבר ליום השלישי של האשפוז

#### סוג הדגימה

צואה שלשולית טרייה

#### נפח דגימה

עד שליש מנפח המיכל

#### כלי קיבול לדגימה

מיכל עם כפית

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

טמפרטורת חדר

## תנאי שינוע

טמפרטורת חדר

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מהר ככל האפשר

## קריאת תוצאות

### יחידת מידה

לא רלוונטי

### תחום ערכים תקינים

תרבות - תחום הערכים לא ישים. שיטות זיהוי- תחום הערכים לא ישים. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטת Diffusion Disk - CLSI M-100:Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. למסמך לפנות ניתן -

## בקורות ותקני איכות

### בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP D

### בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

## הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

## שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבות שליליות - 5 ימים תרבות חיובית - 7 ימים

## ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

## הערות

הערות

אין