

EBV EBNA IgG

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86790

שם הבדיקה

EBV EBNA IgG

שמות נוספים לבדיקה

הדבקה בעבר/ סטטוס חיסוני ל EBV

לאבחנה/טיפול

EBV EBNA IgG

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים המרכז הארצי לנגיפי הרפסטל' 2461](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302461

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים חדר קבלת דגימות טל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש לקחת דגימות בשלב האקוטי ובשלב ההחלמה

סוג הדגימה

דם / נסיוב

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

דם במבחנה עם ג'ל, נסיוב במבחנה סטרילית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

דם לא מופרד תוך 24 שעות. נסיוב - עד 3 ימים

קריאת תוצאות

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

RCPA L1-4

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 6 ימים.

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00