

## Parvovirus B19 IgG

### תיאור הבדיקה

#### **CPT קוד**

86790

#### **שם הבדיקה**

Parvovirus B19 IgG

#### **שמות נוספים לבדיקה**

הדבקה בעבר/ סטטוס חיסוני לנגיף B19 Parvo

#### **לאבחנה/טיפול**

Parvovirus B19 IgG

#### **שיטת ביצוע הבדיקה**

ELISA

### פרטי מעבדה מבצעת

#### **מעבדה מבצעת**

[מעבדה מרכזית לנגיפים/מרכז הארצי לאימות בדיקות HIV ומרכז ארצי להפטיטיס נגיפית טל' 2458](#)

#### **מיקום המעבדה**

בניין מעבדות, קומת קרקע

**טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5302458

**המעבדה הקולטת את הדגימה**

מעבדה מרכזית לנגיפים חדר קבלת דגימות טל' 2388

**האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

**דיגום ושינוע הבדיקה**

**תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

במקרים דחופים נא להתקשר לתאום מוקדם לטל' 03-530-2458

**סוג הדגימה**

דם, נסיוב

**נפח דגימה**

5 מ"ל

**כלי קיבול לדגימה**

דם במבחנה עם ג'ל, נסיוב במבחנה סטרילית

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

בקירור 4-8°C

## תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

דם לא מופרד תוך 24 שעות. נסיוב - עד 3 ימים

## קריאת תוצאות

### יחידת מידה

לא רלוונטי

### תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

## בקורות ותקני איכות

### בקרת איכות חיצונית - EQA

RCPA Parvovirus (B19), antibodies

### בקרת איכות חיצונית חלופית

### הסמכה/התעדה

ISO-9001:2008

## שם הגוף המסמך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

## מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 30 יום

## ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00