

# Carcinoembryonic Antigen (CEA)

## תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

82378

**שם הבדיקה**

Carcinoembryonic Antigen (CEA)

**שמות נוספים לבדיקה**

אנטיגן קרצינואמבריוני (CEA)

**לאבחנה/טיפול**

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Dxl 800Immunometric-Chemiluminescence

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[על-אוטומטית](#)

**מיקום המעבדה**

בניין מעבדות, קומת קרקע

### **טלפון למידע, בירורים ותיאום**

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

### **המעבדה הקולטת את הדגימה**

על-אוטומטית

### **האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

### **דיגום ושינוע הבדיקה**

#### **תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

אין הוראות מיוחדות

#### **סוג הדגימה**

סרום

#### **נפח דגימה**

מבחנה מלאה

#### **כלי קיבול לדגימה**

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

#### **תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

## תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

15-25°C at hour 8 2-8°C at days 2 הפרדה תוך שלוש שעות מלקיחהבסרום

## קריאת תוצאות

### יחידת מידה

micg/l

### תחום ערכים תקינים

נשים/גברים: קטן מ-5

## בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS IMMUNOASSAY

בקרת איכות חיצונית חלופית

### הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

### **שם הגוף המסמך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

### **מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

120 דקות

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

24/7

### **הערות**

#### **הערות**

כיוון שמבוצע בשיגרה יחד עם פנל גזים מיושמים תנאי לקיחה, שימור ומשלוח של פנל הגזים.