

## Creatinine Jaffe-blood

### תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

82565

**שם הבדיקה**

Creatinine Jaffe-blood

**שמות נוספים לבדיקה**

קריאטינין-JAFFE

**לאבחנה/טיפול**

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Kinetic colour test (Jaffé method)(AU5800)

### פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

על-אוטומטית

**מיקום המעבדה**

בניין מעבדות, קומת קרקע

### **טלפון למידע, בירורים ותיאום**

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

### **המעבדה הקולטת את הדגימה**

על-אוטומטית

### **האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

### **דיגום ושינוע הבדיקה**

#### **תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

אין הוראות מיוחדות

#### **סוג הדגימה**

סרום

#### **נפח דגימה**

מבחנה מלאה

#### **כלי קיבול לדגימה**

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

#### **תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

## תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 days at 2-25°C

## קריאת תוצאות

### יחידת מידה

mg/dl

### תחום ערכים תקינים

נשים: 0.51-0.95 גברים: 0.67-1.17

## בקורות ותקני איכות

### בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

### בקרת איכות חיצונית חלופית

### הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

### שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

### מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7

### הערות

#### הערות

כאשר נמדד ערך נמוך מ 0.3 למבוגרים, בתוצאה מאומתת בעזרת HS Creatinine