

Lactic dehydrogenase (LDH-blood)

תיאור הבדיקה

CPT קוד

83615

שם הבדיקה

Lactic dehydrogenase (LDH-blood)

שמות נוספים לבדיקה

אנזים לקטי דהידרוגנז בבדם

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Kinetic UV test (AU5800)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא לדגום לאחר פעילות גופנית אינטנסיבית

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

4 days at 2-8°C 7 days at 15-25°C

קריאת תוצאות

יחידת מידה

IU/l at 37°C

תחום ערכים תקינים

נשים/גברים: 100 - 260

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7

הערות

הערות

המוליזה- עליה חדה בערך הנמדד, לא מבוצע בדגימות המוליטיות מאוד