

Potassium-blood

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84132

שם הבדיקה

Potassium-blood

שמות נוספים לבדיקה

אשלגן - בדם

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

ISE Indirect(AU5800)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח תוך שעתיים מהלקיחה. אם לא נשלח תוך שעתיים מהלקיחה חייב הפרדה מוחלטת מהתאים ולשלוח בקרור

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

6 weeks at 2-25°

קריאת תוצאות

יחידת מידה

meq/l

תחום ערכים תקינים

נשים/גברים: 3.5-5.2

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיק/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7

הערות

הערות

המוליזה- עליה חדה בערך הנמדד, לא מבוצע בדגימות המוליטיות מאוד