

Pradaxa- dabigatran

תיאור הבדיקה

קוד CPT

80299

שם הבדיקה

Pradaxa- dabigatran

שמות נוספים לבדיקה

direct thrombin inhibitor DTI, Pradaxa- dabigatran

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

ACLTOPClot detection photometry

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-3671 במשמרות: 03-5302100 או 03-5302747

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

פלסמה (Citrata Na)

נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ציטרטפק תכלת

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקיחה חלקה, עירבוב על ידי 5 היפוכים בלי הקצפה, בלקיחה כמבחנה ראשונה למלא צינורית.
לשלוח מיידית.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

4 שעות

קריאת תוצאות

יחידת מידה

ng/ml

תחום ערכים תקינים

אין משמעות. מדידת רמת תרופה בדם

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ECAT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיק/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

ביום הקבלה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

הפעלת כונן מעבר לשעות העבודה