

## Prothrombin time (PT)

### תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

85610

**שם הבדיקה**

Prothrombin time (PT)

**שמות נוספים לבדיקה**

זמן פרוטרומבין

**לאבחנה/טיפול**

**שיטת ביצוע הבדיקה**

ACLTOPClot detection photometry

### פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[על-אוטומטית](#)

**מיקום המעבדה**

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-3671 במשמרות: 03-5302100 או 03-5302747

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

#### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בגלל השפעת הפרין על תפקודי קרישה נא לדגום כשעתיים אחרי טיפול בהפרין

#### סוג הדגימה

פלסמה (Citrates Na)

#### נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

#### כלי קיבול לדגימה

מבחנת ציטרטפק תכלת

#### תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

מנע קונטמינציה על ידי נוגדי קרישה להקפיד על יחס אנטיקואגולנט-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה, מיד לאחר לקיחה.

## תנאי שינוע

טמפרטורת החדר, לא מעל 25 מעלות

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 8 שעות בטמפרטורת החדר

## קריאת תוצאות

### יחידת מידה

% INR

### תחום ערכים תקינים

נשים/גברים: 1.2-1350.8-75

## בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ECAT

בקרת איכות חיצונית חלופית

### הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

### **שם הגוף המסמך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

### **מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

רגיל 60 דקות דחוף 40 דקות

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

24/7