

# Reticulocyte count

## תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

85044

**שם הבדיקה**

Reticulocyte count

**שמות נוספים לבדיקה**

ספירת רטיקולוציטים

**לאבחנה/טיפול**

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Hematology Analyzer DxH900

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[על-אוטומטית](#)

**מיקום המעבדה**

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

בוקר: (חול 7:30-15:30) 03-530-8162 משמרת: 03-530-2747,2100

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

#### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

#### סוג הדגימה

דם מלא

#### נפח דגימה

3 מ"ל במבחנת Vacutainer מבוגרים, 0.5 מ"ל במבחנה פדיאטרית

#### כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA פקק סגול

#### תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לערבב היטב בהיפוך איטי, ללא הקצפה (5 פעמים) מיד לאחר לקיחה.

## תנאי שינוע

טמפ' חדר, מחוץ לשיבא לשלוח בקרור (אסור להקפיא)

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

8 שעות בטמפ' חדר

## קריאת תוצאות

### יחידת מידה

%

### תחום ערכים תקינים

5-1.5.0 משתנה לפי גיל. מפורט בדוח הבדיקה

## בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS Reticulocyte count

בקרת איכות חיצונית חלופית

## הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

40 דקות

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

24/7