

נוגדן/אנטיגן ל-HIV

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

נוגדן/אנטיגן ל-HIV

שמות נוספים לבדיקה

לאבחנה/טיפול

איידס, AIDS

שיטת ביצוע הבדיקה

CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[זיהומית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל מיקרוביולוגיה

טלפון למידע, בירורים ותיאום

5303401

המעבדה הקולטת את הדגימה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

מעבדה מרכזית לנגיפים

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת פלסטיק

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

העביר למעבדה ביום לקיחת הדם בטמפ' החדר. או שמור בקרור ($8^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}$) עד 5 ימים עד העברת דגימה למעבדה

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 ימים

קריאת תוצאות

יחידת מידה

S/CO

תחום ערכים תקינים

פחות מ- 0.8

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

NEQAS

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

iSO 15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

4

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

נא ליצור קשר עם רופא מומחה למחלות זיהומיות

הערות

הערות

תשובה חיובית תינתן עד 7 ימי עבודה מיום קבלת הבדיקה במעבדה, מותנה בקבלת תוצאה מאמתת בבדיקה במכשיר vidas וממעבדה מרכזית לנגיפים (WB), ודגימה נוספת לאישור זהותו של הנבדק.