

בדיקת שתן לציטולוגיה

תיאור הבדיקה

קוד CPT

88160

שם הבדיקה

בדיקת שתן לציטולוגיה

שמות נוספים לבדיקה

Cytological Urine test

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

משטח Cytospin וצביעת PAP

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה/ציטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה/ציטולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ראה/י נוהל שליחת חומר לפתולוגיה בגליון נפרד. חומר שלא מתקבל באותו יום - יש לשמור במקרר

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה יעודית לשתן

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר מיידית למעבדה מלווה בספר חתימות. יש לשמור בקירור עד שינוע. אין להשתמש במערך הטילים.

תנאי שינוע

מערך השליחים בלבד מלווה בספר חתימות. אין לשלוח במערכת הפנאומטית.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

להעביר מיידית למעבדה. לשמור בקרור עד שינוע.

קריאת תוצאות

יחידת מידה

בדיקה איכותית

תחום ערכים תקינים

לא ישום

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

זמן מתן התשובה תלוי במורכבות המקרה ובבדיקות נוספות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות