

Parathyroid hormone (PTH) - intact

תיאור הבדיקה

קוד CPT

83970

שם הבדיקה

Parathyroid hormone (PTH) - intact

שמות נוספים לבדיקה

הורמון פארא-תירואיד (PTH)

לאבחנה/טיפול

מעקב במהלך ניתוח להסרת בלוטת פרה-תירואיד מוגדלת.

שיטת ביצוע הבדיקה

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם מלא

נפח דגימה

למלא עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ספירה (EDTA) פקק סגול 2 מבחנות לנבדק

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקחת דם במבחנות מקוררות. אי עמידה בתנאים אלו תביא לפסילת הדגימה. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הפלזמה מיד בצנטריפוגה מקוררת ולהקפיא. חשוב כי הדגימות יגיעו קפואות למעבדה.

תנאי שינוע

להעביר מידית למעבדה בקרח. אי עמידה בתנאים אלו תביא לפסילת הדגימה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

pg/ml

תחום ערכים תקינים

15-65

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

UK NEQAS for PTH, ACTH and hCT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 3 ימי עבודה, ובהתאם לדחיפות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות