

## 3-Methoxytyramine, Plasma

תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

82382

**שם הבדיקה**

3-Methoxytyramine, Plasma

**شمota נוספת לבדיקה**

בפלזמה (3MT) מטאנפרינים, Plasma

**לאבחנה/טיפול**

Diagnosis of neuroendocrine tumors that secrete catecholamines, such as pheochromocytomas and paragangliomas. Evaluation of Hypertension with Suspected Catecholamine Excess. Screening in High-Risk Populations, in individuals at higher risk of developing pheochromocytomas/paragangliomas.

**שיטת ביצוע הבדיקה**

LCMSMS

**מגבליות השיטה**

Inappropriate sample handling. Certain drugs can influence the test results.

פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

מטבוליית (ביוכימיה קלינית)

**מקום המעבדה**

אגף מעבדות קומת קרקע

**טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5302553

**מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה**

על-אוטומטית

**המעבדה הקולטת את הדגימה**

יש לשלו אנמזה כולל רשימת תרופות

**האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

**דיגום ושינוי הבדיקה**

**תנאים והכנות החוללה לפני הדיגום**

יש לקחת דגימת דם מנבדק/ת במצב שכיבה אחרי 20-30 דקות מנוחה, בבוקר, לאחר צום לילה. אין לאכול מזונות שעשויים להעלות את רמת המטנפרינים בדם.

**סוג הדגימה**

פלזמה

**נפח דגימה**

שלוש מבחנות דם 5 מ"ל

**כלי קיבול לדגימה**

מבחן פלק סגול

**תנאי לקיה ושמור טרם שינוע**

קירור, מוגן מאר

**תנאי שינוע**

קירור, מוגן מאר

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

חודשיים

**קריאה תוצאות**

**מידע כללי**

**יחידת מידת**

nmol/liter

**תחום ערכיים תקינים**

0-0.17

בקרות ותקני איכות

**ביקורת איכות חייזונית - EQA**

RCPAQAP Plasma Metanephries

**ביקורת איכות חייזונית חלופית**

הסמכה/התעדות

שם הגוף המסמיר/מתעד

מועד דיגום ותוצאות

משר הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צוין אחרת)

28 ימי עבודה

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות