

5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA), Random, Urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

83497

שם הבדיקה

5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA), Random, Urine

שמות נוספים לבדיקה

5-HIAA, Urine, אינדולאצטית-הידרוקסי-5 חומצה, 5-HIAA, Urine

לאבחנה/טיפול

Screening for carcinoid tumors

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבלות השיטה

Results may depend on medication or diet. A random collection may not fully reflect levels, limiting diagnostic reliability. Some patient will have normal values in random urine test, if highly clinically suspected, consider collection.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש להימנע ממזון ותרופות העלולים להשפיע על רמת האנליטים הנמדדים תוך התייעצות עם הרופא המטפל.

סוג הדגימה

שתן אקראי

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור, מוגן מאור

תנאי שינוע

קירור, מוגן מאור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/g creatinine

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

Instand Biogenic Amines

בקרת איכות חיצונית חלופית

ERNDIM Special assay urine

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

24 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות