

Beta-aminoisobutyric Acid

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82131

שם הבדיקה

Beta-aminoisobutyric Acid

שמות נוספים לבדיקה

אמינואיזובוטירית-בטא חומצה, Amino Acids

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות ומצב המטופל בעת לקיחת הדגימה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

דיגום אחרי צום 12 שעות, מתחת לגיל שנתיים יש לדגום לפני האכלה

סוג הדגימה

פלסמה, שתן אקראי, CSF

נפח דגימה

5.0 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום דם תוסף: Heparine Lithium פקק ירוק, שתן ו- CSF פלסטיק ללא תוסף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

פלסמה: להפריד ולהקפיא. שתן, CSF להקפיא. יש לשלוח אנמנזה.

תנאי שינוע

הקפאה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

במקרים דחופים נא ליצור קשר עם המעבדה ותשובה תנתן תוך 48 שעות.

יחידת מידה

פלזמה, CSF mL/nmol שתן Cr mg/nmol

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ERNDIM Quantitative amino acid, serum

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

35 ימי עבודה במקרים דחופים נא ליצור קשר עם המעבדה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות