

Citric acid, Urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

882507

שם הבדיקה

Citric acid, Urine

שמות נוספים לבדיקה

בשתן ציטראט, Citrate

לאבחנה/טיפול

Diagnosis of the risk of kidney stone development

שיטת ביצוע הבדיקה

Enzymatic, Kinetic, Spectrophotometry

מגבלות השיטה

A random collection may not fully reflect levels, limiting diagnostic reliability.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

נבדק: לפני מתן השתן לא לשתות משקאות קלים ותוססים המכילים חומצת לימון/דגימה: להקפיד שתן

סוג הדגימה

שתן שני של בוקר

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף פקק שקיף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

תנאי שינוע

הקפאה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

30 יום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/g creatinine

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP Kidney Stone Risk Assessment, KSA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

27 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות