

Homovanillic (HVA), 24 Hour, Urine

תיאור הבדיקה

CPT קוד

84585

שם הבדיקה

Homovanillic (HVA), 24 Hour, Urine

שמות נוספים לבדיקה

שעות 24 שتن באיסוף ולינית-הומו חומצה HVA,

לאבחנה/טיפול

Diagnosis of neuroblastoma or dopamine metabolism disorders

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבלות השיטה

Results may depend on medication or diet.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש להימנע ממזון ותרופות העלולים להשפיע על רמת האנליטים הנמדדים תוך התייעצות עם הרופא המטפל.

סוג הדגימה

איסוף שתן

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מיכל פלסטיק לאיסוף שתן של 24 שעות תוסף: HCl מרוכז 6N

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור, מוגן מאור

תנאי שינוע

קירור, מוגן מאור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/24h

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Instand Biogenic Amines

בקרת איכות חיצונית חלופית

ERNDIM Special assay urine

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

24 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות