

Methylmalonic acid, Serum

תיאור הבדיקה

קוד CPT

889984

שם הבדיקה

Methylmalonic acid, Serum

שמות נוספים לבדיקה

סרום, מתילמלונית חומצה, MMA

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

נבדק: אחרי צום של לילה

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

1 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום דם תוסף: זרז קרישה עם פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דגימה: דגום והעבר לקירור או הקפאה אחרי הפרדת הסרום

תנאי שינוע

בקירור $4-8^{\circ}\text{C}$ או בהקפאה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

3 חודשים בהקפאה

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

nmol/mL

תחום ערכים תקינים

0.073-0.271

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ERNDIM Special Assay in Serum

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

25 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות