

Ornithine, 24 Hour, Urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82131

שם הבדיקה

Ornithine, 24 Hour, Urine

שמות נוספים לבדיקה

שמן, שעות 24, אורניתין, Amino Acids

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות ומצב המטופל בעת לקיחת הדגימה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

איסוף שתן, יש לציין זמן ונפח השתן שנאסף

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מיכל פלסטי לאיסוף שתן ללא תוסף. יש לאחסן במקרר במהלך האיסוף. בסיום איסוף של 24 שעות יש לערבב, למדוד נפח שנאסף, להעביר למבחנה 5ml לשליחה למעבדה.

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

שתן להקפיא. יש לשלוח אנמנזה.

תנאי שינוע

הקפאה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

במקרים דחופים נא ליצור קשר עם המעבדה ותשובה תנתן תוך 48 שעות.

יחידת מידה

$\mu\text{mol}/24\text{hr}$

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ERNDIM Quantitative amino acid, serum

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

35 ימי עבודה במקרים דחופים נא ליצור קשר עם המעבדה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות