

Vanillylmandelic acid (VMA), 24 Hour, Urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84585

שם הבדיקה

Vanillylmandelic acid (VMA), 24 Hour, Urine

שמות נוספים לבדיקה

שעות 24 שותן באיסוף (VMA) ונילילמנדלית חומצה, VMA

לאבחנה/טיפול

Screening for neuroblastoma and pheochromocytoma

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין לצרוך מזון ותרופות שיכולים להשפיע על רמת האנליטים הנמדדים, תוך התייעצות עם הרופא/ה המטפל/ת.

סוג הדגימה

איסוף שתן, יש לציין זמן ונפח השתן שנאסף

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מיכל פלסטיק לאיסוף שתן של 24 שעות תוסף: HCl מרוכז 6N

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור, מוגן מאור

תנאי שינוע

קירור, מוגן מאור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/24h

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

Instand Biogenic Amines

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

24 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות