

Vanillylmandelic acid (VMA), Random, Urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84585

שם הבדיקה

Vanillylmandelic acid (VMA), Random, Urine

שמות נוספים לבדיקה

אקראי בשתן (VMA) ונילילמנדלית חומצה, VMA

לאבחנה/טיפול

Screening for neuroblastoma and pheochromocytoma

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבלות השיטה

Results may depend on medication or diet. A random collection may not fully reflect levels, limiting diagnostic reliability. Some patient will have normal values in random urine test, if highly clinically suspected, consider collection

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין לצרוך מזון ותרופות שיכולים להשפיע על רמת האנליטים הנמדדים, תוך התייעצות עם הרופא/ה המטפל/ת.

סוג הדגימה

שתן אקראי

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור, מוגן מאור

תנאי שינוע

קירור, מוגן מאור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

במקרים דחופים נא ליצור קשר עם המעבדה.

יחידת מידה

mg/g creatinine

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

Instand Biogenic Amines

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

24 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות