

Vitamin A

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84590

תיאור הבדיקה

Vitamin A

שמות נוספים לבדיקה

ויטמין A, רטינול, Retinol

לאבחנה/טיפול

Diagnosis of Vitamin A deficiency

שיטת ביצוע הבדיקה

HPLC

מגבלות השיטה

Results may depend on fasting status or dietary intake prior to testing. Requires proper storage and handling for reliable results.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לאחר צום לילה 12-14 שעות ולפני נטילת תרופות (תינוקות - יש לדגום לפני ההאכלה הבאה). ניתן לשתות מים לפי צורך.

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

2 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת פקק צהוב (ג'ל+זרז קרישה)

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לסרכז ולהפריד את הסרום ולשמור בקרח מוגן מאור

תנאי שינוע

בהקפאה מוגן מאור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודש בהקפאה

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/L

תחום ערכים תקינים

במבוגרים: 0.33-0.78 A Vitamin

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

RCPAQAS Vitamins

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

26 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות