

Helicobacter Pylori, Pronto Dry

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87339

שם הבדיקה

Helicobacter Pylori, Pronto Dry

שמות נוספים לבדיקה

הליקובקטר פילורי מביופסיה

לאבחנה/טיפול

חיידק הליקובקטר בקיבה- בדיקת נוכחות אוריאז בביופסיות שנלקחו מרקמת הקיבה באמצעות בדיקה אנדוסקופית.

שיטת ביצוע הבדיקה

שינוי חומציות

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

לקיחת הדגימות מבוצעות במכון גסטרו בלבד

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין אפשרות לדיגום מרחוק

סוג הדגימה

ביופסיה

נפח דגימה

כלי קיבול לדגימה

אביזר ייעודי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מיידית, בעת לקיחת ביופסיה מקיבה, תשובה נשלחת תוך יומיים מהגעת הדגימה למעבדה.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

חיובי / שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שלושה ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות