

בדיקות נוכחות נוגדים ל-**Infliximab (Remicade)** בסרום

תיאור הבדיקה

CPT קוד

80101

שם הבדיקה

בדיקות נוכחות נוגדים ל-**Infliximab (Remicade)** בסרום

شمוטות נוספת לבדיקה

בדיקות נוכחות抗体 to Infliximab (Remicade) in serum (רמייקיד)
נוגדים ל-רמייקיד בסרום

לאבחנה/טיפול

רמת נוגדים ל-רמייקיד

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

מגבליות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מקום המעבדה

בבניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותייאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

בתיאום עם המעבדה, גורמים מחוץ לבית החולים: יש לצרף טופס מלאוה. מבוצע בשילוב עם רמה ל-
ברסרום (Remicade) Infliximab

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

אם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוי הבדיקה

תנאים והכנות החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

دم

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיצה ושימור טרם שינוי

יש לשלוּח עם קרְחָה מיידית לאחר הלקיצה לטיל 124. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הסרום תוך 4 שעות ולהעביר לקרור לשילוח מיידית או להקפאה אם לא ניתן לשלוּח בו ביום.

תנאי שינוי

לשלוּח בקירור תוך 4 שעות בו ביום או שהמבחן תגיע לפואה למעבדה. אי עמידה בתנאי זה תביא לפיטול הדגימה.

זמן מרבי מדցום עד ביצוע הבדיקה

לאחר סירוך והפרדה ובטמאפ' C0-70 - עד 6 חודשים.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידת

microgram/ml

תחום ערכים תקינים

2.1.2 גבול, 2.5-2.1 < שלילי

בקרות ותקני איכות

ביקורת איכות חייזונית - EQA

ביקורת איכות חייזונית חלופית

מבצעות השוואת בדיקות במקביל במכון נספּ

הסמכה/התעדת

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעדים

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועד דגום ותוצאות

משר הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צוין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות