

Osmotic fragility

תיאור הבדיקה

קוד CPT

85557

שם הבדיקה

Osmotic fragility

שמות נוספים לבדיקה

שבירות אוסמוטית

לאבחנה/טיפול

חשד לספרוציטוזיס משפחתית

שיטת ביצוע הבדיקה

מדידת המוליזה בספקטרופוטומטריה

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לציין בהפניה אם יש טחול מוגדל לנבדק.ת או ידוע על ספרוציטוזיס במשפחתו.ה

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 106

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

רק בתיאום עם המעבדה

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

חייב להגיע למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

באותו יום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

%

תחום ערכים תקינים

תחילת שבירות אוסמוטית בריכוז מלח 0.55%

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

יש - ביקורות פנימיות

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שבוע

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

2117 בתאום עם המעבדה המבצעת