

## Barbiturates screen

### תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

82205

### **שם הבדיקה**

Barbiturates screen

### **שמות נוספים לבדיקה**

סריקה לברביטורטים

### **לאבחנה/טיפול**

שימוש בסמים/תרופה- קביעת מוות מוחי (barbiturates total)

### **שיטת ביצוע הבדיקה**

אימונוכימיה

### **מגבלות השיטה**

בדיקה איכותית בסף גילוי של 200 נ"ג/מ"ל. \* כל ממצא מתחת לסף הכימות (LOQ) או לסף הגילוי ידווח בטופס התוצאה כ - "לא נמצא" או "שלילי". (בבדיקות משפטיות ערך הסף משתנה ע"פ דרישת הלקוח)

### פרטי מעבדה מבצעת

## מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

## מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

## מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

## המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

## דיגום ושינוע הבדיקה

## תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

## סוג הדגימה

שתן

## נפח דגימה

שתן, 10 מ"ל

## כלי קיבול לדגימה

כוסית

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

סמוך לזמן החשיפה במקרים של שימוש בסמים/תרופה או לאחר הפסקת מתן התרופה במקרים של קביעת מוות מוחי, בתיאום עם המעבדה/רופא טוקסיקולוג

## תנאי שינוע

קרור

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

לא רלוונטי

## תחום ערכים תקינים

לא ישים

## בקורות ותקני איכות

### **EQA - בקרת איכות חיצונית**

AA/CC/ CAP URINE DRUG TESTING - CAP-UDS

### **בקרת איכות חיצונית חלופית**

NEQAS drugs of abuse in urine - CC2DOA1A

### **הסמכה/התעדה**

ISO15189:2022 שנת

### **שם הגוף המסמיך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

יום עבודה

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

בתאום עם המעבדה