

Formic acid

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

Formic acid

שמות נוספים לבדיקה

מטבוליט של מתנול

לאבחנה/טיפול

חשיפה למתנול

שיטת ביצוע הבדיקה

HS-GC

מגבלות השיטה

- כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל *LOQ: 10 mg/dl*
"לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

טוקסיקולוגיה

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

דם או סרום

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ספירה או כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

סמוך לזמן החשיפה

תנאי שינוע

קירור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/dl

תחום ערכים תקינים

בהתייעצות עם הרופא הטוקסיקולוג

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

בתיאום עם המעבדה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתיאום עם רופא טוקסיקולוג