

## מין למחלות PCR

### תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

87250

### **תיאור הבדיקה**

מין למחלות PCR

### **שמות נוספים לבדיקה**

PCR for STD Sexual Transmitted Disease  
Neisseria gonorrhoeae Chlamidia trachomatis,  
Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum Trichomonas vaginalis,  
Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium

### **לאבחנה/טיפול**

חשד למחלת מין

### **שיטת ביצוע הבדיקה**

RT-PCR (Seegene)

### **מגבלות השיטה**

בדיקות מרקטום עלולות להיות מעוכבות על ידי צואה

### פרטי מעבדה מבצעת

## מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

## מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

## מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

חיוני לציין אתר דיגום

## המעבדה הקולטת את הדגימה

מבחנות UTM קולטת מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית. מבחנת שתן קולטת מנהלת בדיקות חוץ

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

## דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

רצוי שתן ראשון של הבוקר (לא אמצע זרם). יתר הדגימות במבחנת UTM medium transport

## סוג הדגימה

צוואר הרחם/לוע עין רקטום הפרשה משופכה מי שפירשאיבה מטובוס

## נפח דגימה

שתן: חצי גובה של מבחנה

## כלי קיבול לדגימה

שתן - מבחנת עם פקק שקופיתר הדגימות - מבחנת UTM עם מטוש בתוכה.

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור:  $8^{\circ}\text{C}$  -  $2^{\circ}\text{C}$

## תנאי שינוע

$8^{\circ}\text{C}$  -  $2^{\circ}\text{C}$  מקוררת בסביבה -  $23^{\circ}\text{C}$  שתן עד מקוררת בסביבה-UTM

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: ביום הדיגום

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

לא רלוונטי

### תחום ערכים תקינים

שלילי

## בקורות ותקני איכות

### **EQA - בקרת איכות חיצונית**

יש

### **בקרת איכות חיצונית חלופית**

אין צורך

### **הסמכה/התעדה**

ISO15189:2022

### **שם הגוף המסמך/מתעיד**

רק דגימות שתן - הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

5 ימים

### **ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא

## הערות

### **הערות**

בדיקות מרקטום עלולות להיות מעוכבות על ידי צואה

