

Clostridioides difficile קליני חשד

תיאור הבדיקה

CPT קוד

87250

שם הבדיקה

Clostridioides difficile קליני חשד

שמות נוספים לבדיקה

Clostridium CDI, CD, CDT קלוסטרידיום מסיקור

לאבחנה/טיפול

בירור שלשול/מגה-קולון

שיטת ביצוע הבדיקה

Lateral flow ב-PCR חיוביות לדגימות

מגבלות השיטה

אין

הערות

הערות

אין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אין

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

צואה טרייה בחולה שלא מקבל משלשלים או חומר ניגוד

סוג הדגימה

צואה שלשולית טרייה (מקבלת את צורת הכלי)

נפח דגימה

לפחות 1 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מיכל עם כפית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור: 2°C - 8°C

תנאי שינוע

בסביבה מקוררת עד 23°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

אין

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

יומיים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

