

Cryptococcal antigen& culture

תיאור הבדיקה

קוד CPT

8710686790

שם הבדיקה

Cryptococcal antigen& culture

שמות נוספים לבדיקה

קריפטוקוק

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום סיסטמי/מקומי בקריפטוקוק

שיטת ביצוע הבדיקה

Lateral Flow assay (תרבית מצע)

מגבלות השיטה

אין

הערות

הערות

אין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אין

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

סרום CSF מכל מקור

נפח דגימה

1 מ"ל של סרום לפחות 0.5 מ"ל של נוזל שדרה

כלי קיבול לדגימה

דם במבחנה כימית עם ג'ל, פקק צהובנוזל שדרה במבחנת הברגה עם פקק שחור.

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים וחוץ בקירור 2°C - 8°C

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: מהר ככל האפשר בקירור: 2°C - 8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

אין

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

3 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

