

אבחון וזיהוי דרמטופיטים

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87250

שם הבדיקה

אבחון וזיהוי דרמטופיטים

שמות נוספים לבדיקה

MolecularDermathophytesPCRTTrichophyton rubrumMicrosporum
gypseumMicrosporum canisEpidermophyton floccosumTrichophyton
mentagrophytesTrichophyton tonsuransTrichophyton violaceum

לאבחנה/טיפול

חשד לפטריות עור/ציפורניים

שיטת ביצוע הבדיקה

RT-PCR (Seegen)

מגבלות השיטה

מזוהים רק הזנים המפורטים

הערות

הערות

מזוהים רק הזנים המפורטים

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אין

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

גירוד קשקשי העור הפגוע/ציפורניים, בתוך מבחנת אפנדורף עם הברגה

סוג הדגימה

גירוד עור או ציפורניים

נפח דגימה

הנפח המרבי שניתן לדגום

כלי קיבול לדגימה

מבחנת אפנדורף עם הברגה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור: 2°C - 8°C

תנאי שינוע

בסביבה מקוררת עד 23°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

אין

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

7 ימים



ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא