

Leishmania spp. (PCR)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87250

שם הבדיקה

Leishmania spp. (PCR)

שמות נוספים לבדיקה

ליישמניה ("שושנת יריחו")

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום מקומי/סיסטמי בלישמניה

שיטת ביצוע הבדיקה

RT-PCR + sequencing

מגבלות השיטה

השיטה מתוקפת לדגימות עור בלבד. דם/מח עצם יש לשלוח בתאום עם המעבדה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

האם המטופל מטייל חוזר

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

במידה ויש סיגנל חיובי חריג Sequencing מבוצע במעבדת ריצוף של Hylabs

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

מטוש למבחנת UTM משולי פצע אשר נחשף בסקלפל, דם מלא/מח עצם (בחשד לזיהום סיסטמי)

נפח דגימה

לא ישים

כלי קיבול לדגימה

מבחנת UTM מנגע עור, מבחנת EDTA (פקק סגול) לדם או מח עצם

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור: 8°C - 2°C

תנאי שינוע

בסביבה מקוררת עד 23°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: עד 48 שעות מהדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

אין

יחידת מידה

אין

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמיך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 10 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

הערות

הערות

אין

