

Parechovirus nucleic acid identification

תיאור הבדיקה

CPT קוד

87250

שם הבדיקה

Parechovirus nucleic acid identification

שמות נוספים לבדיקה

אבחון Parechovirus

לאבחנה/טיפול

זיהוי חומצה גרעינית Parechovirus

שיטת ביצוע הבדיקה

Real time RT-PCR

מגבלות השיטה

מבוצע באישור זיהומולוג בלבד

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז ארצי לפוליו ונגיפי אנטרו ומרכז ארצי לנגיפים גורמי שלשול טל' 2426](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302426

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים/חדר קבלת דגימות/2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בשיבא מבוצע כסקר לילדים מתחת לגיל שנה. בגילאים אחרים מבוצע בתאום טלפוני בלבד.

סוג הדגימה

צואה

נפח דגימה

לפחות בגודל קוביה בנפח 1 סמ"ק

כלי קיבול לדגימה

מיכל פלסטיק סטרילי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

QCMD Parechovirus RNA EQA programme

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

נעשה כסקר. בקשה דחופה עד 4 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00