

Rotavirus Antigen detection

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87299

שם הבדיקה

Rotavirus Antigen detection

שמות נוספים לבדיקה

אבחון Rotavirus

לאבחנה/טיפול

גילוי אנטיגן Rota virus

שיטת ביצוע הבדיקה

Antigen Rapid Test

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז ארצי לפוליו ונגיפי אנטרו ומרכז ארצי לנגיפים גורמי שלשול טל' 2426](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302426

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפיםחדר קבלת דגימותטל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

במקרים דחופים התשובה נתנת תוך יום הנחיות וברורים בטלפון 03-5302341

סוג הדגימה

צואה

נפח דגימה

לפחות קוביה בגודל בנפח 1 סמ"ק

כלי קיבול לדגימה

כלי פלסטי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

LabqualityRota/ Adeno EQAS

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 2 מי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00