

Hantavirus IgG

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86790

שם הבדיקה

Hantavirus IgG

שמות נוספים לבדיקה

הדבקה בעבר/ סטטוס חיסוני Hantavirus

לאבחנה/טיפול

Hantavirus IgG

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז ארצי לנגיפים זואונוטיים טל' 5268](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305268

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים/חדר קבלת דגימות/טל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

להכוונה ובירורים להתקשר לטל' 03-5305268

סוג הדגימה

נסיוב

נפח דגימה

לפחות 1 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

דם במבחנה עם ג'ל, נסיוב במבחנה סטרילית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקיור $4-8^{\circ}\text{C}$

תנאי שינוע

בקיור $4-8^{\circ}\text{C}$

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 10 ימים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Labquality Puumala virus, antibodies

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

עד 10 ימים

שם הגוף המסמך/מתעיד

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה: