

Parainfluenza nucleic acid identification (Real time RT-PCR)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87250

שם הבדיקה

Parainfluenza nucleic acid identification (Real time RT-PCR)

שמות נוספים לבדיקה

אבחון virus Parainfluenza

לאבחנה/טיפול

זיהוי חומצת גרעין Parainfluenza (PCR-RT Time Real)

שיטת ביצוע הבדיקה

Real time RT-PCR

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז ארצי לשפעת ונגיפי נשימה טל' 2455](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302455

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפיםחדר קבלת דגימותטל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

נבדק כחלק מפנל RV7 של חברת Seegen הכולל:שפעות, Adeno RSV, hMPV, ' 2-CoV-SARS, Parainfluenza ו-Rhino.

סוג הדגימה

משטח אף ולוע, שאיבה מחלל האף והלוע, BAL, שטיפת אף, ביופסיה (כולל דגימות M.P).

נפח דגימה

2 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מצע נוזלי מסחרי למשטחים ויראליים או מבחנה/כוסית ייעודית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

QCMD Parainfluenza RNA EQA programme

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 4 ימים או עד 6 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00