

Plex cytokines set (IL-10, IL-12, IL-18, IFNg)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

L6002x4

שם הבדיקה

Plex cytokines set (IL-10, IL-12, IL-18, IFNg)

שמות נוספים לבדיקה

ציטוקינים : IL-10, IL-12, IL-18, IFNg

לאבחנה/טיפול

מעקב . בדיקת סמנים דלקתיים IL-12(p70), IL-18, IFNg ו- IL-10 מבוססת על שיטת Digital
נפוצה טרשת חולי של פריפרי בדם סמנים ארבעה אחר מעקב הינה הבדיקה מטרת . ELISA
המצביעים על שינויים דלקתיים.בדיקת סמנים דלקתיים מבוצעת בדגימת סרום של החולה.

שיטת ביצוע הבדיקה

Multiple ELISA (Ella)

מגבלות השיטה

אין להסתמך על תוצאת הבדיקה בלבד לצורך אבחון. על הרופא המטפל לאבחן עפ"י הסמנים
הקליניים בשילוב עם התוצאות הסרולוגיות.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בירואימונולוגיה](#)

מיקום המעבדה

שיקום חדש מרכז לטרשת נפוצה

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305785

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

הבדיקה אינה בסל ומבוצעת אמבולטורית תמורת התחייבות כספית או תשלום או במסגרת מחקר.
לצורך השלמת הבדיקה יש ליצור קשר עם עם מזכירות המרכז לטרשת נפוצה בטל'
03-5303811/3911

המעבדה הקולטת את הדגימה

בירואימונולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם לסרום ופלזמה

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית או ספירה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

18-24°C

תנאי שינוע

18-24°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

שעתיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

מיועד רק למעקב מחלת טרשת נפוצה עם ערכי ייחוס כדלהלן: 18-IL ,dl/15.8pg IFNg