

# Cholesterol, total -blood

## תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

82465

**שם הבדיקה**

Cholesterol, total -blood

**שמות נוספים לבדיקה**

כולסטרול, סך

**לאבחנה/טיפול**

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Colorimetric, enzymatic(AU5800)

**מגבלות השיטה**

אם בוצע הבדיקה סמוך לנטילת אופטלגין, תתכן ירידה של כ-30%

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

על-אוטומטית

**מיקום המעבדה**

בניין מעבדות, קומת קרקע

**טלפון למידע, בירורים ותיאום**

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

**מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה**

**המעבדה הקולטת את הדגימה**

על-אוטומטית

**האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

**דיגום ושינוע הבדיקה**

**תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

צום 12 שעות לפני הבדיקה

**סוג הדגימה**

סרום

**נפח דגימה**

מבחנה מלאה

**כלי קיבול לדגימה**

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום של הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת של הסרום מהתאים.

**תנאי שינוע**

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

3 ימים בטמפרטורה החדר 7 ימים בטמפרטורה 2-8°C

**קריאת תוצאות**

**מידע כללי**

**יחידת מידה**

mg/dl

**תחום ערכים תקינים**

ז/ג: 130-200

**בקורות ותקני איכות**

**EQA - בקרת איכות חיצונית**

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

ISO15189

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 90 דקות

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

24/7