

Creatinineclearance test(CCT)

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82575

שם הבדיקה

Creatinineclearance test(CCT)

שמות נוספים לבדיקה

פינוי קריאטינין

לאבחנה/טיפול

אבחון ומעקב תפקודי כליות

שיטת ביצוע הבדיקה

Kinetic colour test (Jaffé method)(AU5800)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

דם: מבחנה מלאהשתן: איסוף

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ראה הוראות urine -Creatinine & blood-Creatinine

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

ראה הוראות urine -Creatinine & blood-Creatinine

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ml/min

תחום ערכים תקינים

80 - 120 ז/נ

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 עד דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7