

## Heparin/PF4 antibodies

### תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

86022

### **שם הבדיקה**

Heparin/PF4 antibodies

### **שמות נוספים לבדיקה**

PF4 / הפרין נוגדני , HIT-

### **לאבחנה/טיפול**

גילוי של נוגדנים כנגד נוגד הקרישה הפארין, על מנת לאבחן תרחיש של Induced-Heparin  
Thrombocytopenia

### **שיטת ביצוע הבדיקה**

ACLTOPLatex enhanced immunoassay

### **מגבלות השיטה**

המוליזה וליפמיה חזקה משפיעות על תוצאת הבדיקה

### פרטי מעבדה מבצעת

## מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

## מיקום המעבדה

על-אוטומטית

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 03-530-3671 14:00:03-530-3671 או 03-5302747 במשמרות: 03-5302100

## מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

חייב אישור של רופא מומחה קרישה. הפעלת כונן מעבר לשעות העבודה

## המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

## דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

## סוג הדגימה

פלסמה (Citrate Na)

## נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת Citrate Na פקק תכלת

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להקפיד על יחס נוגד קרישה-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה. לאחר הלקיחה יש לשלוח למעבדה תוך 3 שעות בטמפרטורת החדר.

## תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בטמפרטורה החדר תוך 4 שעות פלסמה מוקפא בטמפרטורה  $-80^{\circ}\text{C}$  עד שישה חודשים

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

U/ml

### תחום ערכים תקינים

ז/נ:קטן מ-1.0

## בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

ECAT

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

ISO15189

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

ביום הקבלה

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

בימי חול בין השעות 07:00 עד 15:00