

## Protein- urine, total, Qualitative חלק מבדיקת שתן כללית

### תיאור הבדיקה

#### קוד CPT

81000

#### שם הבדיקה

כללית שתן מבדיקת חלק Protein- urine, total, Qualitative

#### שמות נוספים לבדיקה

חלבון בשתן איכותי

#### לאבחנה/טיפול

#### שיטת ביצוע הבדיקה

Iricell 3000 plus

#### מגבלות השיטה

### פרטי מעבדה מבצעת

#### מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

מבוצע כחלק מפאנל בדיקות שתן כללית

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

#### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

שתן אמצעי טרי

#### סוג הדגימה

שתן

#### נפח דגימה

10 מ"ל

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת שתןפקק שקוף

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דגימת בוקר או דגימה אקראית, חשיבות לטריותניתן לשמור בטמפרטורת החדר עד 24 שעות.מ-24 עד 48 שעות לשמור במקרר.

## תנאי שינוע

תוך 24 שעות בטמפרטורת החדר.24-48 שעות בטמפרות  $2-8^{\circ}\text{C}$

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות טמפרטורת החדר48 שעות בטמפרטורה  $2-8^{\circ}\text{C}$

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

איכותי

### תחום ערכים תקינים

שלילי

## בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

CAP-UAA- Automated Urinalysis

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

**שם הגוף המסמיר/מתעיד**

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 90 דקות

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

24/7